



TABELLA DI COMPARAZIONE AEROSOL

	NASAL WASH	MR. BEETLE	MIZAR	BORA PLUS	MISTRAL PLUS	HELIOS	ALISEO PLUS
							
	Compressore rotativo a pistone (Esente da lubrificazione e manutenzione)						Nebulizzatore Elettronico ad ultrasuoni Mono camera
Alimentazione/ Potenza	3,0 V --- 4,5 w 2 Batterie AA (alkaline/ricaricabili)	230 V ~ 50 hz / 130 VA	12V DC 1,25 A	230 V ~ 50 hz / 140 VA	230 V ~ 50 hz / 130 VA	230 V ~ 50 hz / 130 VA	Alimentatore > 100-240 V ~ 50/60 hz 15V DC Apparecchio 15 Vdc
Filtraggio aria	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portata aria Al compressore	-	~ 9 L/min	~ 9 L/min	~ 10 L/min	~ 9 L/min	~ 9 L/min	-
Pressione max	-	~ 1,5 Bar	~ 1,7 Bar	~ 2,2 Bar	~ 1,5 Bar	~ 1,5 Bar	-
Rumorosità (a 1 m)	-	~ 55 Db (a)	~ 51 Db (a)	~ 57 Db (a)	~ 57 Db (a)	~ 54 Db (a)	< 50 Db (a)
Dimensioni LxPxH (cm)	7,2x5,3x15,8	21x16x13	12x12x6	18x30x12	18x30x12	13,5x15,5x11	7x4x21
Peso	185 G (Senza batterie)	1,7 Kg	0,58 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	1,1 Kg	0,28 Kg
Frequenza del trasduttore	-	-	-	-	-	-	2,4 Mhz
Led indicazione di funzionamento	-	-	-	-	-	-	Led verde on led spento off
Conforme alla direttiva 93/42 CEE	-	CE 0051	CE 0051	CE 0051	CE 0051	CE 0051	CE 0051
Conforme alla direttiva 2006/95 CEE	CE	-	-	-	-	-	-
Omologazioni		 (Mod. P0406EM F400)		 (Mod. P0106EM F700)	 (Mod. P0106EM F400)	 (Mod. P0504EM F400)	
Garanzia	2 anni	2 anni	5 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni

✓ SI    - NO