

MAGIC CARE®

Il vero benessere  
Healthcare at Home



EcoClinic

Termometro clinico  
Clinical thermometer

ECOLOGICO  
SENZA MERCURIO

ECOLOGICAL MERCURY FREE

- Disinfettabile al 100%  
100% disinfectable
- Alta precisione garantita a vita  
Lifetime guaranteed high accuracy
- Anallergico  
Anti-allergenic



## Caratteristiche tecniche / Technical features

### Termometro in vetro a colonnina di Galistan

Glass Galistan thermometer

<b>Rilevazione della temperatura:</b> Temperature recording:	<b>in 4 minuti circa</b> in 4 minutes approx
<b>Scala graduata:</b> Graduated scale:	<b>da 35 a 42 °C</b> from 35 to 42 °C
<b>Tipi di utilizzo:</b> Modality of use:	<b>orale, rettale e ascellare; in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati</b> oral, rectal and axillar; suitable in a domestic background for adults, children and infants
<b>Precisione:</b> Precision:	<b>± 0,1 °C</b> ± 0,1 °C
<b>Divisione:</b> Division:	<b>0,1 °C</b> 0,1 °C
<b>Dimensioni:</b> Dimensions:	<b>130 (L) x 11 (P) x 10 (H) mm</b> 130 (length) x 11 (width) x 10 (height) mm
<b>Peso:</b> Weight:	<b>7 g</b> 7 g
<b>Conforme a:</b> In compliance with:	<b>Direttiva 93/42 CEE</b> Dir. 93/42/EEC:
<b>Garanzia:</b> Warranty:	<b>2 ANNI:</b> Please refer to your local dealer

Termometro con lega di Gallio,  
il sostituto ecologico del Mercurio  
Thermometer with gallium alloy,  
the ecological replacement  
of Mercury



**ECOCLINIC**

**Codice**  
Code

**TRM02**

**Imballo**  
Master carton

**n° 20 Blister singoli**  
No. 20 blister



Maggiori informazioni sui prodotti Magic Care sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)  
For further information on Magic Care products please contact our sales network or visit our website [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)

**MAGIC CARE**

è un marchio registrato di proprietà di  
**FLAEM NUOVA S.p.A.**  
Via Colli Storici, 221-223-225  
25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)  
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287  
E-mail: [info@flaemnuova.it](mailto:info@flaemnuova.it)  
[www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)



**FLAEM NUOVA S.p.A.** è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA

**medexpo**  
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769 - Fax (39) 02 48376295  
E-mail: [info@medexpointernational.com](mailto:info@medexpointernational.com)