



MAGICCARE

IL VERO BENESSERE

HEALTHCARE AT HOME



UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI ULTRASONIC HUMIDIFIERS

- **Eroga vapore freddo**
Produces a cool fog
- **Silenzioso**
Low noise level
- **Oltre 24 ore di autonomia**
Over 24 hours' continuous operation
- **Luce notturna integrata**
Built-in night light
- **Sicuro, omologato da:**
Safe, approved by:



BREZZA

FUNZIONALITÀ WORKING



Ghiera spenta
Light off



Ghiera accesa
Light on

Selettore potenza vapore erogato con luce notturna integrata / Fog power selection dial with built-in night light



Maniglia serbatoio / Water tank handle



Serbatoio dell'acqua trasparente asportabile / Pull-out transparent water tank



Flusso orientabile / Swivelling fog outlet



Facile accesso per la pulizia del calcare
Easy access for limescale removal

• CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Alimentazione / Power supply:	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potenza / Power:	30 W
Capacità serbatoio / Water tank capacity:	5 litri
Nebulizzazione / Standard output:	÷ 220 ml/h
Rumorosità / Noise level:	< 35 dB (A)
Dimensioni / Dimensions:	26 (L) x 20 (P) x 32 (H) cm 10.23 (length) x 7.87 (width) x 12.59 (height) in
Peso apparecchio / Handset Weight:	1,1 Kg / 2.42 lb
Marcatura / Mark:	CE
Omologazioni / Approvals:	SGS GS For model P0509ED

BREZZA

Codice Code
HE14E00

Imballo Master carton
n° 1 Pz
1 pieces



BREZZA

MAGICCARE

è un marchio registrato di proprietà di
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) - ITALY
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287
E-mail: info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato. Company with certified quality system.

www.flaemnuova.it