



Made in Italy

10 ML IN 2 MIN*

MAGICCARE

IL VERO BENESSERE

HEALTHCARE AT HOME



DOCCIA NASALE PER TUTTA LA FAMIGLIA NASAL WASH FOR THE WHOLE FAMILY


- Il naso libero facilmente
- Nebulized wash for an effective nasal cleaning
- Per l'igiene quotidiana del naso, utilizzabile con soluzioni saline e acque termali
- For nose daily hygiene, it may be used with saline solutions and thermal waters
- Funzionamento con batterie AA
- Cordless, with AA batteries

NASAL
WASH

* Valore approssimativo riscontrato con soluzione fisiologica NaCl 0,9% / Approximate value obtained with saline to NaCl 0.9%

• CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

| | |
|--|---|
| Alimentazione: Power source: | 2 Batterie AA (Alcaline / Ricaricabili) 2 AA Batteries (Alkaline / Rechargeable) |
| Camera di nebulizzazione: Nebulization chamber: | da 15 ml max, estraibile e completamente lavabile 15 ml max - removable and completely washable |
| Tempo di nebulizzazione di 10 ml di Soluzione: Nebulisation time for 10 ml solution: | Circa 2 minuti (1 ml in c.ca 12 sec.) About 2 minutes (1 ml in about 12 seconds) |
| Dimensioni: Dimensions: | 7,2 x 5,3 x 15,8 (H) cm 7.2 x 5.3 x 15.8 (H) cm |
| Peso doccia: Weight: | 185 g |
| In conformità alla direttiva 2014/35 UE, 2014/30 UE e successivi aggiornamenti In conformity with directive 2014/35 UE, 2014/30 UE and subsequent amendments | CE |



Adattatore nasale
con apice in gomma morbida
Comfortable nasal adaptor with
soft rubber edge

- 1** Indicato fino a 3 anni
Designed for children up to 3 years
- 2** Indicato dai 3 a 10 anni
Designed for children from 3 to 10 years
- 3** Indicato dopo i 10 anni
For anyone aged over 10 years

Serbatoio recupero secrezioni
Secretion collecting chamber

Serbatoio soluzione salina e/o acqua termale
Salt solution / thermal water chamber

NASAL WASH

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Codice Code | DR11P00 |
| Imballo Master carton | n° 6 Pz 6 pieces |



17499 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2016 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

NASAL WASH

MAGICCARE

è un marchio registrato di proprietà di
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storic, 221-223-225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) - ITALY
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287
E-mail: info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato.
Company with certified quality system.

www.flaemnuova.it