



4.5 pollici

MAGICCARE

IL VERO BENESSERE

HEALTHCARE AT HOME



SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO ARM BLOOD PRESSURE MONITOR

PULSARTRONIC

- Indicatore di classificazione WHO della pressione sanguigna
- Grande display per facile lettura
- Indicatore di battito cardiaco irregolare
- 60 memorie
- Morbida custodia antigraffio
- WHO Classification Blood Pressure Indicator
- Easy-to-read large display area
- Irregular hearthbeat detection
- 60 memories
- Scratchproof soft case



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Metodo di misurazione: Measurement mode:	Metodo di misurazione oscillometrica Oscillographic testing mode
Alimentazione con batterie: DC Power source:	6 Vdc - 4 Batterie alcaline AA da 1,5 6 Vdc - Four AA Alkaline batteries
Alimentazione con esterna: AC Power source:	Alimentatore 230 V - 6 Vdc (1 A) 230 V - 6 Vdc (1 A)
Range di misura: Measurement zone:	Pressione 0 - 300 mmHg Pulsazioni 40 - 199 battiti/minuto Pressure 0 - 300 mmHg Pulse 40 - 199 beats/minute
Memorie: Results stored:	60 (un canale) 60 (one zone)
Circonferenza bracciale adattabile: Arm circumference:	Circa 22 cm ~ 32 cm About 22 cm ~ 32 cm
Dimensioni: Dimensions:	Circa 140 (L) x 120 (P) x 70 (H) mm About 140 (length) x 120 (width) x 70 (height) mm
Peso (senza batterie): Weight (without batteries):	Circa 395 g (Escluse le batterie) Approx. 395 g (Excluding cells)
Conforme alla direttiva 93/42 CE: In compliance with Dir. 93/42/CE:	CE 0123
Garanzia: Warranty:	2 ANNI Please refer to your local dealer


DISPLAY

Linee guida WHO / WHO guidelines (World Health Organization)

		HYPE
Ipertensione grave Severe Hypertension	SYS. ≥ 180 DIA. ≥ 110	G3
Ipertensione moderata Moderate Hypertension	SYS. 160 ÷ 179 DIA. 100 ÷ 109	G2
Lieve ipertensione Mild Hypertension	SYS. 140 ÷ 159 DIA. 90 ÷ 99	G1
Normale-Alta High-normal	SYS. 130 ÷ 139 DIA. 85 ÷ 89	NORM
Pressione normale Normal pressure	SYS. 120 ÷ 129 DIA. 80 ÷ 84	
Pressione ottimale Optimal pressure	SYS. < 120 DIA. < 80	OPTIMAL

Classificazione della pressione sanguigna / Blood Pressure classification

TIME
DATE



- 1 N. progressivo della memoria
Memory Sequence Number
- 2 Simbolo batterie scariche
Low Battery indicator
- 3 Simbolo del battito cardiaco irregolare
Irregular heartbeat detection
- 4 Svuotamento difficoltoso del bracciale
Difficult air flow deflation
- 5 Pressione sistolica
Systolic Pressure
- 6 Pressione diastolica
Diastolic Pressure
- 7 Frequenza cardiaca
Pulse Rate
- 8 Indicatore data/ora
Date/Time indicator
- 9 Indicatore di classificazione WHO
della pressione sanguigna
WHO Classification Blood
Pressure Indicator

PULSARTRONIC

Codice Code	SFG60
Imballo Master carton	n° 12 Pz 12 pieces



DOTAZIONE CONTENTS

Borsello
Pochette



Bracciale
Arm cuff (22-32 cm)

PULSARTRONIC

MAGICCARE

è un marchio registrato di proprietà di
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storic, 221-223-225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) - ITALY
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287
E-mail: info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato.
Company with certified quality system.

www.flaemnuova.it